

FloorBed 2 & FloorBed 2 Junior brugsanvisning

IFU-FL2-002DA Rev 02

Indhold

Titel	Side
Velkommen	2
1. Leveringsmåder	5
2. Sikkerhedsanvisninger	5
3. Brug miljøer	5
4. Tilsigtet anvendelse	5
5. Teknisk specifikation	6
6. Tilbehør	6
7. Elektrisk specifikation	7
8. Montering	7
9. Sengebetjeningsorganer og indikatorer	9
10. Gulvniveaufunktion	11
11. Funktionalitetskontrol	11
12. Brug af hjulbremserne	12
13. Valg af madras	12
14. Sengekant udvalg	12
15. Demontering	12
16. Flytning og omplacering	13
17. Rengøring og desinfektion	13
18. Fejlfinding	14
19. Opbevaring	14
20. Daglig inspektion	14
21. Generel vedligeholdelse	14
22. Garanti	14
23. Bortskaffelse	14
24. EMC-erklæring	15
25. Symboltabel	19
26. Kontaktoplysninger	19

Translated from IFU-FL2-002EN Rev 05

Designpolitik og ophavsret

® Og ™ er varemærker, der tilhører Accora Ltd, medmindre andet er angivet. Da vores politik er en af løbende forbedringer, forbeholder vi os retten til at ændre design uden forudgående varsel. © Accora Ltd 2020.

Velkommen

Kære kunde.

Tak, fordi du har købt et Accora-sundhedsprodukt. Før du betjener sengen, skal du læse og forstå alle instruktionerne i denne vejledning. Alle handlinger og håndtering af sengen skal udføres i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning.

Sørg for, at manualen er tilgængelig for brugere og operatører i hele sengens levetid.

Hvis du har brug for yderligere oplysninger, bedes du kontakte os. Se afsnit 26 for regionspecifikke kontaktoplysninger.

Før du betjener sengen, skal du læse og forstå alle instruktionerne i denne brugervejledning. Alle handlinger og håndtering af sengen skal udføres i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning.

Eventuelle handlinger, der er uforenelige med manualen, udføres på egen risiko, og Accora er ikke ansvarlig for nogen personskade eller skade. Sørg for, at manualen er tilgængelig for brugere og operatører i hele sengens levetid.

Generelt

FloorBed 2 er klassificeret som en medicinsk enhedsklasse 1 i overensstemmelse med European Medical Device Regulation 2017/745.



Meddelelse til brugeren

Hvis der opstår en alvorlig hændelse i forbindelse med dette medicinske udstyr, som påvirker brugeren eller patienten, skal brugeren eller patienten indberette den alvorlige hændelse til producenten af det medicinske udstyr (eller distributøren), og i Den Europæiske Union skal brugeren også indberette den alvorlige hændelse til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de befinder sig.



Accora Ltd, 38 Main Street
Swords, Co. Dublin, Irland, K67 E0A2
T: +353 (0)1 695 0614

GENERELLE ADVARSLER

1. Behold denne brugsanvisning til senere brug.
2. Disse instruktioner skal overholdes for at sikre sikker og effektiv brug af denne seng og brugernes og plejernes sikkerhed.
3. Denne seng skal samles, placeres og anvendes i overensstemmelse med denne vejledning.
4. Sikkerhedsfunktionerne til betjening af sengen og instruktioner vedrørende sengen skal overholdes nøje.
5. Denne seng må ikke udsættes for røg, åben ild, ekstrem temperatur, brandfarlige gasser eller andre farlige stoffer eller situationer.
6. Accora kan ikke holdes ansvarlig for skader, skader eller ulykker som følge af uautoriserede ændringer, ikke-ægte reservedele, uagtsomhed eller brug, der er i strid med denne vejledning, og som kan resultere i alvorlig personskade eller død.
7. Elektrisk udstyr kan være farligt, hvis det misbruges eller mishandles. Sørg for, at strømforsyningskablet ikke er beskadiget af knusning og ikke skaber en snubelfare.
8. Brug kun sideskinner og andet tilbehør, der er kompatible med denne seng, som leveres af Accora. Uforenelige sideskinner kan skabe farer og indespæringsrisici.
9. Hold børn (bortset fra patienten) og kæledyr væk fra denne seng, medmindre de er under opsyn af en voksen, da der er risiko for skade og/eller kvælning på små dele.
10. Sænk ikke sengen, mens et hejseværk, der strækker sig under sengen, bruges. Adgang til hejseværk opnås, når sengen er hævet til 45 cm målt fra gulvet til madrassens platformbund.
11. Ved dirigering af kabler til andet elektronisk udstyr, der anvendes med sengen (f.eks. luftmadraspumpe), skal du sikre dig, at kablerne ikke kan klemmes, knuses eller beskadiges af de bevægelige dele på sengen.
12. Håndbetjeningen skal placeres for at undgå kvælningsrisiko. Forkert brug af håndbetjeningen (f.eks. knæk, klipning) kan føre til farlige elektriske farer. Sengen må ikke bruges, hvis der er synlige skader på håndstøttet eller kablet.
13. Stå aldrig på sengen.
14. Forkert brug af strømforsyningskablet (f.eks. knæk, klipning) kan føre til farlige elektriske farer. Sengen må ikke bruges, hvis der er synlige skader på dette kabel.
15. Upassende dirigering af tilbehørskabler, f.eks. luftpumpekabler til madrasser, kan føre til farlige elektriske farer, hvis de klemmes eller knuses mellem bevægelige dele. Sengen må ikke bruges, hvis der er synlige skader på nogen kabler.
16. Sengen skal efterlades i positionen Gulvniveau, når patienten er uden opsyn for at reducere risikoen for personskade på grund af fald.
17. Hvis brugen af de elektroniske funktioner påvirker patientens helbred negativt, skal du afbryde strømforsyningen og kun bruge sengen i statisk tilstand.
18. Flyt ikke sengen, når den er i positionen Gulvniveau.
19. Denne seng bør ikke bruges til transport af patienter, herunder i køretøjer.
20. Denne seng anbefales ikke til brugere uden for de vægt- og højdespecifikationer, der er beskrevet i afsnit 4.
21. Modificer ikke denne seng uden tilladelse fra Accora.
22. Før du betjener denne seng, skal du sikre dig, at patienten er sikkert placeret for at reducere risikoen for at falde ud af sengen, fastklemning og ubalance.
23. Kontroller altid for eventuelle indfangningsrisici under sengen, før du sænker den til gulvniveau-positionen.
24. Elektriske installationer skal opfylde lokale krav.
25. Patienter eller brugere bør risikovurderes for at sikre, at de er i stand til at forstå denne vejledning og betjene FloorBed sikkert uden risiko for dem selv eller andre.
26. Patienter eller brugere bør kun have tilladelse til at betjene sengen selvstændigt, hvis de er i stand til at forstå sikkerhedsinstruktionerne i denne vejledning og er blevet risikovurderet som passende til at gøre det.
27. Hvis den samlede vægt af madrassen og tilbehør overstiger 35 kg, skal den maksimale patientvægt reduceres tilsvarende.
28. Sengen er ikke egnet til patienter, der bider eller tygger stof.
29. Udstyr, der er tæt på eller fastgjort til sengen, kan forårsage fare, f.eks. ved at blive fanget eller vælte.

FloorBed 2 (NSB-0-FL2-200)

Sygeseng egnet til voksne patienter



FloorBed 2 Junior FloorBed 2 Junior (NSB-0-FL2-200+ hoved- og fodgavl sengerandssæt BMHNE-0-FL4-500+ sikkerhedshylster SLE-0-FL4-100+ beskyttelsesplade PROPL-0-FL4-500) Når hoved- og fodgavl sengerandssæt, sikkerhedshylster og beskyttelsesplade er monteret på FloorBed 2. Sengen er velegnet til børn over 75 cm i højden.

Følgende brugsanvisninger skal læses ud over denne brugsanvisning:

- IFU-FL2-005EN hoved- og fodgavl sengerandssæt
- IFU-FL1-012EN Sikkerhedsmanchet
- IFU-FL2-006EN beskyttelsesplade



1

Hoved- og fodgavl sengerandssæt
BMHNE-0-FL4-500

2

Sikkerhedsmanchet
SLE-0-FL4-100

3

Beskyttelsesplade (under manchet)
PROPL-0-FL4-500

1. Leveringsmetoder

ADVARSEL

Der skal udvises ekstrem forsigtighed ved flytning af sengen på transportbeslaget for at forhindre, at sengen vælter eller uventet bevæger sig.

Sengen leveres på en transportbeslag. Der skal ved modtagelsen foretages besigtigelse for at sikre, at leverancen er komplet og ubeskadiget.

Eventuelle manglende dele, fejl eller skader skal straks rapporteres skriftligt til transportøren og Accora.

Ved på- og aflæsning skal det sikres, at transportbeslagets hjul kan rotere frit, og at hjulbremserne er ulåste. Disse hjul er designet til brug i et indendørs miljø og til at bevæge sig på jævne, glatte og rene gulve (f.eks. keramiske gulvfliser, linoleum, støbte gulve). Hjulene kan blive beskadiget, når du flytter sengen langs en ru, ujævn eller beskidt overflade.

2. Sikkerhedsanvisninger

1. Før du bruger sengen, skal du læse brugsanvisningen og bruge sengen i overensstemmelse med den.
2. Sengen må ikke bruges, hvis der er detekteret fejl på den, der kan skade patienten, personalet eller en tredje person, sengen eller omgivelserne.
3. Sengen må kun betjenes af personer, der er i stand til at betjene den i overensstemmelse med manualen.
4. Driftspersonalet skal gøre patienten opmærksom på de kontrolfunktioner, der gælder for patienten, og som skal vurderes af en fagmand.
5. Før brug af sengen skal operatøren forstå sengen og dens funktionalitet.
6. Den sikre arbejdsbelastning, som angivet i afsnit 4, må aldrig overskrides.
7. Hvis der er en patient på sengen, skal sengehjulene låses, da et ulåst sengehjul kan forårsage skade på en patient, der forlader sengen eller skifter position.
8. Højden på madrassplatformen skal justeres til den korrekte højde for patientens tilstand.
9. Kun én person bør opholde sig i sengen på et hvilket som helst tidspunkt.
10. Ved betjening af sengens bevægelige dele skal det sikres, at patienten, andre personer og genstande ikke bliver fanget.
11. Hvis en løftestang eller infusionsstativ er fastgjort til sengen, skal der udvises øget opmærksomhed under bevægelse, løft eller tipning af området

omkring løftestangen og infusionsstativet, så udstyret ikke beskadiges.

12. Før rengøring af sengen skal strømforsyningen afbrydes.
13. Sengen må ikke anvendes, hvor der er eksplosionsfare eller tilstedeværelse af uindesluttede brandfarlige væsker.
14. Ved reparation af sengen må kun originale materialer og komponenter anvendes. Ellers kan producenten ikke garantere mod eventuelle skader, der kan opstå.

3. Brug miljøer

Denne seng er beregnet til brug i følgende anvendelsesmiljøer:

1. Anvendelsesmiljø 3 - Langtidspleje i et medicinsk område, hvor der kræves lægeligt tilsyn og overvågning, hvis det er nødvendigt, og ME-udstyr, der anvendes i medicinske procedurer, kan stilles til rådighed for at hjælpe med at opretholde eller forbedre patientens tilstand. Bemærk, at dette omfatter brug på plejehjem og i rehabiliterings- og geriatriske faciliteter.
2. Anvendelsesmiljø 4 - Omsorg i et hjemligt område, hvor ME-udstyr anvendes til at lindre eller kompensere for en skade, et handicap eller en sygdom.

4. Anvendelsesformål

Under forudsætning af en risikovurdering kan sengen hjælpe med at opretholde, forbedre, kompensere eller lindre patientens tilstand.

Beskrivelse	Brugergruppe
FloorBed 2 NSB-0-FL2-200	Voksne patienter Min. højde 146 cm
FloorBed 2 Junior omfatter: FloorBed 2 NSB-0-FL2-200 + Hoved- og fodgavl sengerandssæt BMHNE-0-FL4-500 + Sikkerhedsmanchet SLE-0-FL4-100 + Beskyttelsesplade PROPL-0-FL4-500	Børnepatienter Min. 75 cm i højden Maks. 155 cm i højden

Når sengen er udstyret med en sikkerhedsmanchet, beskyttelsesplade og sengerandssæt, er den egnet til børn som vist i tabellen ovenfor. Disse dele skal monteres i overensstemmelse med deres brugsanvisning.

Der skal foretages en risikovurdering, før sengen bruges af en patient.

Det er vigtigt at konsultere Accora på forhånd, hvis du ønsker at bruge sengen til andre formål end det, der er beskrevet i denne vejledning. Elektriske installationer skal opfylde lokale krav. Det anbefales, at sengen kobles fra strømnettet i ekstraordinære tilfælde (dvs. en storm).

5. Teknisk specifikation


Miljøoplysninger:

Forhold	Temperaturområde	Relativ fugtighed	Atmosfærisk tryk
Betjening	+10 °C til +40 °C +50 °F til +104 °F	30 % til 75 % (ikke-kondenserende)	700 hPa til 1060 hPa
Transport/ opbevaring	-20 °C til +50 °C -4 °F til +122 °F		

Hvis sengen opbevares under forhold uden for det normale driftsområde, bør den have tid til at stabilisere sig under normale driftsforhold før brug.


Beskrivelse	Værdi
Samlede mål	935 mm B × 2285 mm L (36,8 tommer B × 90,0 tommer L)
Madrplatformens dimensioner*	900 mm B × 2000 mm L (35,4 tommer B × 78,7 tommer L)
Sengehjul	4 x 75 mm med bremse (4 x 3 tommer med bremse)
Højde på madrasplatform	71 mm til 800 mm (2,8 tommer til 31,5 tommer)
Løftebelastning for maksimal selvhjælps-stang	75 kg (12st) (165lb)
Sikker arbejdsbelastning**	185 kg (29st) (408 pund)
Maksimal patientvægt**	150 kg (24st) (330 pund)
Hørbar støj	<60 dBA
Sengemasse (ekskl. transportbeslag)	93,2 kg (14,5 st) (205 pund)
- Hovedgærde	26,5 kg (4st) (58,5 pund)
- Fodgavl	26,5 kg (4st) (58,5 pund)
- Madrasplatform, hovedende	23,0 kg (3,5st) (50 pund)
- Madrasplatform, fodende	17,2 kg (2,7st) (38 pund)
Væskeindtrængningsbeskyttelse	IPX4
Trendelenburg-funktion	15 grader
Forventet levetid	Typisk 5 år

FloorBed madrasplatformsrækkevidde herunder maksimale vinkler:



Vigtige dele af sengen:

- 1 Hovedgavl
- 2 Fodgavl
- 3 - Madrasplatform, hovedende
- 4 - Madrasplatform, fodende



* Den anbefalede patienthøjde er 1460 – 1850 mm. Højere patienter kan imødekommes ved hjælp af en madrasplatform. Se afsnit 12.

** Den sikre arbejdsbelastning beregnes på følgende måde (som specificeret i EN 60601-2-52):

Maksimal patientvægt:	150 kg	24st	330 pund
Madras	20 kg	3st	44,5 pund
Tilbehør	15 kg	2st	33,5 pund
I ALT (sikker arbejdsbelastning)	185 kg	29st	408 pund

6. Tilbehør

Modelnummer	NSB-0-FL2-200
Sideskinne - 2000 mm/78,7 tommer	SDR-0-FL2-100
Sideskinne - 2200 mm/86,6 tommer	SDREX-0-FL2-100
Sideskinne med sidestøtte – 2000 mm/78,7 tommer	SDR-0-FL4-500
Udfyldning af madrasplatform – 100 mm /4,0 tommer	LRPEX-0-FL1-200
Udfyldning af madrasplatform – 200 mm/7,9 tommer	LRPEX-0-FL1-100
Standard sengehåndtag	STLEV-0-FL1-100
Roterende sengehåndtag	RTLEV-0-FL1-000
Trapez selvhjælpsløftepæl	LIFOL-0-FL1-000
Hoved- og fodgavl sengerandssæt med låselomme til håndstæt	BMHNE-0-FL4-500
Sikkerhedsmanchet	SLE-0-FL4-100
Beskyttelsesplade	PROPL-0-FL4-500

7. Elektrisk specifikation

Driftscyklus: Intermitterende drift 2 min/18 min. Dette indebærer, at efter den maksimale kontinuerlige handling på to minutter, skal der være en pause på 18 minutter.

Modelnummer	NSB-0-FL2-200
Forsyningsspænding	100 - 240 V
Forsyningsfrekvens	50/60 Hz



B-symbolet angiver, at dette produkt har en grad af beskyttelse mod elektrisk stød for udstyr af type B.



Forsigtig. Læs brugsanvisningen før brug.

IPX4

Beskyttelsesgrad mod væskeindtrængning.



Må ikke bortskaffes i husholdningsaffald.



Beskyttelsesgrad mod elektrisk stød: Klasse II dobbeltisoleret.



Udelukkende til indendørs brug

For eller en fuldstændig liste over og forklaring på de anvendte symboler, se afsnit 24.

8. Montering

ADVARSEL

Monteringen SKAL udføres af en kompetent person.

Alle funktioner SKAL afprøves og godkendes af en kompetent person efter montering.


Samling SKAL foregå på et klart og ryddeligt område, og børn og kæledyr skal holdes væk.

Kun strømforsyningen, der leveres med sengen, må anvendes.

Hvis sengen er blevet snavset eller kontamineret under transport, henvises der til rengørings- og desinfektionsinstruktionerne.

Sørg for, at Hoved- og fodgavl er samlet som vist nedenfor, så Trendelenburg-funktionen fungerer på en sikker måde.

2. Identificer alle komponenter:




- 1 Hovedgavl
- 2 Fodgavl
- 3 Madrasplatform, hovedsektion
- 4 Madrasplatform, fodsektion
- 5 Madrasguider
- 6 Håndsat
- 7 Strømforsyning
- 8 Sammenføjningspaneler til madrasser


1. Kontroller, at leveringen er fuldført, og om der er sket synlige skader på sengen under transporten.

3. Sørg for, at transportbeslagets hjul er placeret og låst som vist nedenfor. Fjern komponenterne fra transportbeslaget i den rækkefølge, der er vist nedenfor. Fjern låseboltene og løsne boltene (vist i rødt), en komponent ad gangen:

- A. Madrasplatform, hovedsektion
- B. Madrasplatform, fodsektion
- C. Fodgavl
- D. Hovedgavl



4. Monter hovedgavlen og madrassens platforme som vist nedenfor. Indsæt låsebolt og R-klemme, som vist, i to positioner.




5. Monter fodgavlen og madrasplatformens fodende som 4 ovenfor. Indsæt låsebolt og R-klemme, som vist, i to positioner.



6. Indsæt to madrasplatforme sammenføjningsstænger, og fastgør dem med låsebolte og R-klemmer som vist i to positioner.




7. Sammenføj de to dele af sengen ved hjælp af sammenføjningspanelerne, og fastgør med låsebolte og R-klemmer som vist i to positioner.




8. Sengen skal nu samles med 8 låsebolte og R-klemmer placeret, 4 på hver side, som vist nedenfor.




9. Se figuren nedenfor. Sæt de fire aktuatorkabler (1) i, og monter den glidende beskyttelseshætte (2) over hver kabelstik.



10. Undersøg alle ledninger for skader og risiko for knusning, før du tilslutter strømforsyningskablet til sengekablet (ført til hovedenden) og derefter strømforsyningen til en stikkontakt.
11. Fjern røde transportbindinger fra benstøtte og ryglæn, hvilket muliggør fri bevægelighed for profilsektionerne. Opbevares til fremtidig brug.
12. Brug håndsættet til at hæve madrasplatformen ca. 30 cm. Stram fire låseskruer under madrasplatformen ved hjælp af en 5 mm unbrakonøgle som vist.



13. Monter madrasstyrene på plads som vist nedenfor. Vælg monteringsglids efter madrasbredde:
1. 850 mm/33,5 tommer
 2. 900 mm/35,5 tommer
 3. 915 mm/36,0 tommer



14. **Bemærk** – hvis patienten er et barn med en højde under 1550 mm, skal sikkerhedshylsteret, beskyttelsesplader og hoved- og fodgavl sengerandssæt monteres. Se monteringsvejledningen, der er beskrevet i brugsanvisningen for hvert tilbehør.

9. Sengebetjening- og indikatorer

ADVARSEL

Anvendelse af benstøttefunktionen skal risikovurderes, da den kan forårsage utilsigtet forskydning, når den anvendes sammen med patienter af mindre størrelse.

At dele sengen med en patient (især et barn) indebærer risiko for at lægge sig på patienten og forårsage kvælning, eller at patienten kiler sig mod siden af sengen.

Brug af kiler, støtte- og placeringsanordninger kan forårsage fastklemning og risiko for kvælning.

Mindre patienter kan have brug for yderligere støtte for at opnå en semi-Fowlers position.

Indstilling af senge SKAL udføres af en kompetent person.

Kontroller om der er forhindringer i nærheden, over og under sengerammen, og placer sengen, så den kan fungere i hele højdeområdet uden mulighed for forhindring eller fastklemning.

Hovedenden af sengen skal være mindst 300 mm fra væggen. Aktiver altid bremserne, når sengen er stoppet eller efterladt uden opsyn.

Patienter bør kun have tilladelse til at betjene sengen selvstændigt, hvis de er i stand til at forstå sikkerhedsinstruktionerne i denne vejledning og er blevet risikovurderet som passende til at gøre det.

ADVARSEL

Opbevar altid håndsættet på et sikkert sted, når det ikke er i brug, for at undgå risiko for kvælning og fastklemning i sengemekanismen.

Hvis patienten er et barn, og sengerandssættet med lomme er monteret, skal håndsættet låses og opbevares i lommen, når det ikke er i brug.

Håndsæt og kabel skal opbevares utilgængeligt for børn.


Sørg for, at hjulbremserne er i låst position, før du bruger håndsættet til at ændre positionerne på sengen.

Håndsættet bruges af brugeren eller plejeren til at ændre placeringen af ryglænets og benstøtteafsnittene og til at justere højden på madrasplatformen på sengen. Kontroller altid for forhindringer, før sengen hæves eller sænkes. Inden betjeningsanordningen anvendes, skal driftspersonalet forklare patienten, hvordan sengen kan indstilles. Hvis det medicinske personale erklærer, at patientens medicinske tilstand er uhensigtsmæssig for at patienten kan justere sengen selvstændigt, må sengen kun justeres af plejeren.

Opbevar altid håndsættet på et sikkert sted, når det ikke er i brug, for at undgå risiko for kvælning og fastklemning i sengemekanismen. F.eks. på ydersiden af sengegavlen eller fodgavlen.

Hvis patienten er et barn, skal hoved- og fodgavl sengerandssæt med låsbar lomme monteres. Når det ikke er i brug, skal håndsættet låses og opbevares i lommen. Lommen skal lukkes med lynlås og sikres med en hængelås. Se brugsanvisningen til hoved- og fodgavl sengerandssæt.

Håndsættet har følgende betjeningsorganer og indikatorer:



- | | | |
|----|---|--|
| 1 | 2 | Ryglæn – hæve/sænke |
| 3 | 4 | Benstøtte – hæve/sænke |
| 5 | 6 | Seng - hæve/sænke |
| 7 | | Sikkerhedsknap til gulvniveaufunktion (skal trykkes sammen med knap nummer seks) |
| 8 | 9 | Omvendt Trendelenburg- og Trendelenburg-funktion |
| 10 | | Svirpeområdet for sikkerhedsnøgle/lock out-indikator |

Håndsættets tændt-lampe lyser ORANGE, når sengen er tilsluttet en stikkontakt og tændt. Når strømmen tændes første gang, og strømmen tændes, vil håndsættet være i tilstanden 'Lock-out'. Lock-out-indikatorlampen (10) lyser ikke, og alle funktioner vil blive låst.

Funktionerne kan låses op ved hjælp af sikkerhedsnøglen. Denne nøgle er fastgjort til håndsætkablet. For at aktivere håndsættet skal sikkerhedsnøglen svirpes hen over den nederste del af

håndsettet, som det fremgår af den røde stiplede boks på diagrammet. Der er forskellige niveauer af funktionalitet til at låse op afhængigt af, hvor mange gange nøglen er svirpet på håndsettet. Funktionalitetsniveauerne er som følger:

1. Første svirp – håndsettets lock-out-indikator lyser GRØNT. Knap 1 til 8 vil blive aktiveret, hvilket omfatter ryglæn, benstøtte, gulvniveaufunktion og omvendt Trendelenburg.
BEMÆRK: Trendelenburg-funktionen (knap 9) forbliver låst.
2. Andet svirp – håndsettets lock-out-indikator lyser ORANGE. Alle 9 knapper vil nu blive aktiveret, herunder Trendelenburg. Hvis håndsettet ikke bruges, låses det automatisk efter en forudindstillet tid. Indikatoren til håndsettets lock-out slukker, og alle funktioner låses.
3. Tredje svirp – håndsettets statusindikator for lock-out lyser ikke. Telefonen er nu helt låst.

BEMÆRK: Hvis patienten ikke er i stand til at betjene sengen sikkert, skal du låse håndsettet ved hjælp af sikkerhedsnøglen umiddelbart efter hver brug. (Sikkerhedsnøglen skal muligvis svirpes to gange for at låse helt. Se 1 – 3 ovenfor. Fuld lås bekræftes ved, at låseindikatoren slukker)

Sikkerhedsstop-position – sikkerhedsstop-positionen er den position, som sengen stopper i, når sengen sænkes ved hjælp af knap 6. Madrassens platformhøjde er ca. 20 cm. For at bruge gulvniveaufunktionen henvises til afsnit 10.

10. Gulvniveaufunktion

ADVARSEL

Ekstrem forsigtighed skal udvises, når du bruger gulvniveaufunktionen.

Kontroller altid for enhver risiko for fastklemning og forhindringer under sengen før og under brug af gulvniveaufunktionen.

Hold børn og kæledyr væk fra sengen, medmindre de er under opsyn af en voksen.

Patienter, brugere og operatører skal risikovurderes og gøres opmærksomme på risiciene for dem selv og deres omgivelser, før de bruger gulvniveaufunktionen i denne seng.

Pas på snublefare, når sengen er i positionen Gulvniveau.

Gulvniveaufunktionen sænker madrasplatformen til gulvniveau. Madrasplatformen kan sænkes til en højde på kun 7,1 cm (2,8 tommer).

Sikkerhedsstop-position – sikkerhedsstop-positionen er den position, som sengen stopper i, når sengen sænkes ved hjælp af knap 6. For at sænke sengen til gulvniveauet, se instruktionerne nedenfor:

Sådan bruges gulvniveaufunktionen:

1. Kontroller under sengen for at sikre, at der ikke er nogen hindringer eller indespæringsrisici.
2. Når du sænker sengen, skal du sørge for, at brugeren eller patienten holder hænder og ben væk fra kanten af madrassen.
3. Lås håndsettet op ved hjælp af sikkerhedsnøglen.
4. Tryk på knap 6 for at sænke sengen, indtil den når sikkerhedsstoppositionen (ca. 20 cm).
5. Tryk på knapperne 6 og 7 på samme tid. Sengen vil nu bevæge sig ned til gulvniveausposition.
BEMÆRK: Hvis begge knapper udløses, vil sengen stoppe med at bevæge sig med det samme.
6. Når sengen har nået den ønskede højde, skal du låse håndsettet og opbevare det på et sikkert sted.

11. Funktionalitetskontrol

ADVARSEL

Kontrollen af funktionaliteten SKAL foretages af en kompetent person.

Kontroller om der er forhindringer i nærheden, over og under sengerammen, og placer sengen, så den kan fungere i hele højdeområdet uden risiko for forhindring eller fastklemning.

Hovedenden af sengen skal være mindst 300 mm fra væggen. Aktiver altid bremserne, når sengen er stoppet eller efterladt uden opsyn.


Brug håndsettet til at teste alle sengefunktioner og kontrollere alle kabler for risiko for knusning. Se afsnit 8:

1. Løft sengen til fuld højde (knap 5)
2. Sænk sengen, indtil den stopper ved sikkerhedsstop-positionen (knap 6)
3. Brug den dobbelte sikkerhedsknap til at aktivere gulvniveaufunktionen og sænke sengen til gulvniveaustillingen (knapperne 6 og 7 trykkes samtidig)
4. Kontroller alle kabler for risiko for knusning.
5. Løft og sænk ryglænet (knap 1 og 2)
6. Løft og sænk benstøtte (knap 3 og 4)
7. Kontroller den omvendte Trendelenburg-funktion (hoved op, fødder ned) (knap 8). Trendelenburg-funktionen (hoved ned, fødder op) (knap 9) bør ikke aktiveres, medmindre denne funktion er låst op som beskrevet i afsnit 9.


Kontroller, at hjulene og bremsekontrollen fungerer korrekt. Kontroller alle håndsettets funktioner.

12. Brug af hjulbremserne

Alle fire hjul kan låses ved at trykke på det nederste håndtag på hjulene; de kan derefter låses op ved at trykke på det øverste håndtag på hjulene. Der skal sørges for, at hjulbremserne altid er låst, når sengen er i brug, bliver monteret eller demonteret, så sengen ikke bevæger sig utilsigtet.



Bremse låst



Bremse ulåst


13. Madrasudvalg

ADVARSEL

Inkompatible madrasser kan skabe farer. Læs brugsanvisningen.

Hvis der anvendes en specialmadras eller et madrasovertræk, og afstanden fra toppen af den ukomprimerede madras til toppen af sengekanten, hvis en sådan er monteret, er mindre end 220 mm/8,7 tommer, skal der foretages en risikovurdering for at sikre tilsvarende sikkerhed.

Sengeforlængelsen SKAL udføres af en kompetent person, og det relevante fyldstykke skal anvendes. Hvis dette ikke gøres, vil det resultere i uacceptable huller og risiko for personskade og indespærring.



Kontakt Accora for kompatible madrasser.

Inkompatible madrasser kan skabe farer.

Alle madrasser skal monteres og anvendes i overensstemmelse med madrasproducentens eller leverandørens anvisninger.

Modelnummer	NSB-0-FL2-200
Madrasstørrelse – Standardkonfiguration	2000 x 900 mm 78,7 x 35,4 tommer
Madrasstørrelse – Udvidet konfiguration*	2200 x 900 mm 86,6 x 35,4 tommer
Udvidelses-delnummer til madrasplatform	LRPEX-0-FL1-100

*Udfyldningsstykke til madrasplatform SKAL anvendes, hvis madrasplatformen er forlænget.

14. Udvalg af sengekant

ADVARSEL

Brug kun sengekanter og andet tilbehør, der er kompatible med denne seng, som leveres af Accora.

Inkompatible sengekanter kan skabe farer.

Sengekanten er tilgængelige fra Accora til FloorBed 2. Før montering eller brug af FloorBed 2 sengekanten skal du se i Instruktionsmanualen for sengekanten IFU-FL2-003EN.

15. Demontering

ADVARSEL

Demontering SKAL udføres af en kompetent person.

Sengen skal frakobles strømforsyningen før demontering.

Demonteringen skal foregå på et klart og ryddeligt område, og børn og kæledyr skal holdes væk.

Hvis sengen er blevet snavset eller kontamineret under brug, henvises der til rengørings- og desinfektionsinstruktionerne.

Der skal udvises ekstrem forsigtighed ved flytning af sengen på transportbeslaget for at forhindre, at sengen vælter eller uventet bevæger sig.

Flyt ikke sengen, når strømforsyningen er tilsluttet stikkontakten.

1. Fjern alt tilbehør, f.eks. madras, sengekanten, sengehåndtag osv.
2. Brug håndstøtten til at hæve madrasplatformen ca. 30 cm. Løsn de 4 låseskruer til madrasplatformen. (fjern ikke R-klemmerne og låsestifterne på dette tidspunkt)
3. Fastgør ryglænet og benstøtten i den flade position med de medfølgende røde transportstrammer.

4. Sænk madrasplatformen til positionen Gulvniveau, og afbryd strømforsyningen.
5. Fjern aktuatorproppens skydedæksler, og tag 4 aktuatorer ud af stikkontakten. Udskift skydedæksler. Sørg for, at løse kabler er strammet for at forhindre skader under transport.
6. Fjern de midterste R-klemmer på forbindelsesstang og låsepinde, og del sengen i to halvdele.
7. Demonter hovedgærde/madrasplatformens hovedende og fodplade/madrasplatformens fodende ved at fjerne R-klemmer og låsebolte.
8. Sørg for, at de adskilte dele er monteret på transportbeslaget i følgende rækkefølge og placeret som vist i afsnit 8:

1. Hovedgavl (D i afsnit 8)
2. Fodgavl (C i afsnit 8)
3. Fodsektion på madrasplatformen (B i afsnit 8)
4. Hovedsektion på madrasplatform (A i afsnit 8)
5. Sørg for, at alle R-klemmer og ben er monteret igen, så sengen på transportbeslaget er sikker at flytte.
6. Sørg for, at alle ledninger er strammet for at forhindre skader.

16. Flytning og omplacering

ADVARSEL

Flytning eller omplacering SKAL udføres af en kompetent person.

Alle funktioner SKAL afprøves og godkendes af en kompetent person efter flytning eller omplacering.

Kun strømforsyningen, der leveres med sengen, må anvendes.

Flyt ikke sengen, når den er i positionen Gulvniveau.

Du må ikke flytte eller omplacere sengen med servicebrugeren eller patienten på sengen.

Flyt ikke sengen, når strømforsyningen er tilsluttet stikkontakten.

1. Sørg for, at sengen er i positionen Sikkerhedsstop (se afsnit 9 og 10).
2. Afbryd strømmen.
3. Fastgør håndsettet, strømforsyningen og alle kabler for at forhindre beskadigelse.
4. Lås hjulene op, og flyt sengen.
5. Når sengen er blevet flyttet eller omplaceret, skal du låse alle hjulene som beskrevet i afsnit 12 og udføre fuld funktionskontrol som beskrevet i afsnit 11.

17. Rengøring og desinfektion

ADVARSEL

Rengøring og desinfektion SKAL foretages af en kompetent person.

Sengen skal frakobles strømforsyningen, når den rengøres eller desinficeres.

Alle funktioner SKAL afprøves og godkendes af en kompetent person efter rengøring eller desinfektion.

Sengen SKAL rengøres og desinficeres, før sengen genbruges til en anden patient

Rengøringsoplysninger:

For at desinficere sengen må du kun bruge rengøringsmidler, der er beregnet til brug i sundhedspleje. Brug ikke slibemidler, skuremidler eller andre materialer, der kan beskadige belægningen. Brug ikke ætsende stoffer, kaustiske stoffer eller stærke syrer.

Brug ikke rengøringsmidler, der kan ændre plastikkens struktur eller adfærd (benzin osv.).

Rengør ved at tørre den af med en fugtig klud.

Sengen er ikke designet til vedligeholdelse i automatiske sengevaskere eller til rengøring med trykvand, sprøjtning, brusebad eller damprensning.

Accora kan ikke holdes ansvarlig for skader eller risiko for skader, hvis der anvendes uhensigtsmæssige rengørings- eller desinfektionsmidler.

Rengøringsprocedure:

1. Fjern alt tilbehør, madras osv.
2. Juster madrasplatformen til den højeste position, og juster positionen på ryglænet og fodstøtten for at give adgang til rengøring af alle platformens dele.
3. Afbryd sengen fra strømforsyningen.
4. Flyt sengen til, hvor rengøring vil finde sted, og lås sengehjulene.
5. Rengør som beskrevet i "Rengøringsoplysninger".

18. Fejlfinding

ADVARSEL

Fejlfinding SKAL udføres af en kompetent person.

Forsøg ikke at åbne nogen elektriske dele.

Forsøg ikke at reparere elektriske dele.

Alle funktioner SKAL afprøves og godkendes af en kompetent person efter fejlfinding.

FloorBed fungerer ikke korrekt:

1. Er indikatorlampen "tændt" på håndsettet tændt? Hvis lyset ikke er tændt:
 - a. Er strømforsyningen tilsluttet og tændt?
 - b. Er strømledningens in-line-stik tilsluttet korrekt?
 - c. Hvis indikatorlampen "Tænd" stadig ikke er tændt, skal du kontakte Accora for yderligere rådgivning.
2. Hvis indikatorlampen "Tænd" er tændt, er håndsettet så blevet låst op? Hvis ikke, se afsnit 9.
3. Hvis håndsettet er blevet låst op, og FloorBed stadig ikke fungerer korrekt, skal du kontakte Accora for yderligere rådgivning.

Hvis FloorBed ikke stopper ved sikkerhedsstop-positionen, skal du kontrollere, at hovedliftens aktuatorer er korrekt tilsluttet på alle punkter mellem aktuatoren og kontrolboksen.

Hvis FloorBed stadig ikke fungerer korrekt, skal du kontakte Accora for yderligere rådgivning.

19. Opbevaring

For problemfri opbevaring anbefaler vi:

1. Afbryd sengen fra strømforsyningen
2. Fjern tilbehøret
3. Pak sengen og tilbehøret ind, eller dæk dem, så belægningen og plastdelene ikke beskadiges
4. Sengen skal opbevares ved en temperatur mellem -20 °C til +50 °C, -4 °F til +122 °F
5. Sengen skal opbevares i en relativ fugtighed (ikke-kondenserende) mellem 30 % og 75 %

20. Daglig inspektion

Daglig visuel inspektion anbefales på det kraftigste og kan udføres af omsorgsperson, bruger eller anden person.

Der skal foretages følgende kontrol:

1. Fungerer sengen i henhold til sit tilsigtede formål uden uventet støj eller bevægelse?
2. Er der tegn på misbrug eller overdreven slitage?
3. Er alt inventar stramt og sikkert?
4. Virker sengerammen stabil og sikker?

5. Er alt tilbehør monteret i overensstemmelse med tilbehørsproducentens eller tilbehørsleverandørens instruktioner?
6. Er alle hjulbremserne i låst position?
7. Er alle elektriske kabler (herunder tilbehør, f.eks. madrasluftpumpe) sikret og dirigeret for at forhindre skader?
8. Fungerer håndsettets låsefunktion korrekt? (Se afsnit 9)
9. Stopper sengen ved sikkerhedsstop-positionen? (Se afsnit 9 og 10)
10. Er området omkring, over og under sengen fri for mulig obstruktion?
11. Er der nogen risiko for fastklemning eller patientskade?
12. Er nogen elektriske kabler klemt, knust eller beskadiget på nogen måde?

Hvis der konstateres skader, problemer med ydeevnen eller grund til bekymring under denne inspektion, skal sengen tages ud af drift, og der skal træffes passende foranstaltninger.

21. Almindelig vedligeholdelse

ADVARSEL

Vedligeholdelse SKAL udføres af en kompetent person.

Alle funktioner SKAL afprøves og godkendes af en kompetent person efter vedligeholdelse. Se afsnit 11.

Kun strømforsyningen, der leveres med sengen, må anvendes.

Udfør ikke vedligeholdelse med servicebruger eller patient på sengen.

For oplysninger om service og reparation af gulvsengen henvises til servicevejledningen, SER-FL1-001EN. Reparationer på gulvsengen skal udføres af passende uddannet og kvalificeret personale.

22. Garanti

Modelnummer	NSB-0-FL2-200
Garantiperiode	2 år

Hvis sengen blev anskaffet til et plejehjem, skal plejehjemmets vedligeholdelsesafdeling kontakte Accora for at få de nødvendige dele.

23. Bortskaffelse af FloorBed

I tilfælde af bortskaffelse af materialer fra sengen, skal udtjente dele bortskaffes i overensstemmelse med gældende miljøbestemmelser.

24. EMC-erklæring

Vejledning og producentens erklæring – elektromagnetisk emission		
Sengen er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, som er angivet nedenfor. Kunden eller brugeren af sengen skal sikre, at den anvendes i et sådant miljø.		
Emissionstest	Overholdelse af regler	Elektromagnetiske omgivelser - vejledning
RF-emissioner CISPR 11	Gruppe 1	Sengen bruger kun RF-energi til dens interne funktion. Derfor er dens RF-emissioner meget lave, og de forstyrrer sandsynligvis ikke elektronisk udstyr i nærheden.
RF-emissioner CISPR 11	Klasse B	Sengen er egnet til brug i alle bygninger, herunder private hjem, samt steder, der er direkte forbundet til den offentlige lavspændingsstrømforsyning, som forsyner boligbygninger.
Harmoniske emissioner IEC 61000-3-2	Klasse A	
Spændingsudsving /flimmeremissioner IEC 61000-3-3	Overholdelse af regler	

Vejledning og producentens erklæring – elektromagnetisk immunitet

Sengen er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, som er angivet nedenfor.

Kunden eller brugeren af sengen skal sikre, at den anvendes i et sådant miljø.


Immunitetstest	IEC 60601 målniveau	Kompatibilitetsniveau	Elektromagnetisk-miljø-vejledning
Elektrostatisk udladning (ESD) IEC 61000-4-2	+ 6 kV-kontakt + 8 kV-luft	+ 6 kV-kontakt + 8 kV-luft	Gulve skal være af træ, beton eller keramiske fliser. Hvis gulvene er dækket med syntetiske materialer, skal den relative luftfugtigheden være mindst 30 %.
Elektriske hurtige kortvarige/stødvide IEC 61000-4-4	+ 2 kV til strømforsyning linjer + 1 kV til input/output linjer	+ 2 kV til strømforsyning linjer Ikke relevant	Strømkvaliteten bør være den for et typisk forretningsmæssigt eller hospitalsmiljø.
Fald IEC 61000-4-5	+ 1 kV-linje(r) til linje(r) + 2kV-ledning (er) til jord	+ 1 kV-differentieret tilstand Ikke relevant	Strømkvaliteten bør være den for et typisk forretningsmæssigt eller hospitalsmiljø.
Spændingsfald, korte afbrydelser og spænding variationer i strømforsyningen indgangslinjer IEC 61000-4-11	<5 % UT (> 95 % fald i UT) i 0,5-cykler 40 % UT (60 % fald i UT) i 5 cykler 70 % UT (30 % fald i UT) i 25 cykler <5 % UT (> 95 % fald i UT) i 5 s	<5 % UT (> 95 % fald i UT) i 0,5-cykler 40 % UT (60 % fald i UT) i 5 cykler 70 % UT (30 % fald i UT) i 25 cykler <5 % UT (> 95 % fald i UT) i 5 s	Strømkvaliteten bør være den for et typisk forretningsmæssigt eller hospitalsmiljø. Hvis sengen skal kunne fungere under eventuelle strømafbrydelser, anbefales det, at sengen forsynes med strøm fra en nødstrømforsyning eller et batteri.
Strømfrekvens (50, 60 Hz) magnetfelt IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Sengens netfrekvens magnetfelter skal være på niveauer, der er mest karakteristisk for et typisk sted i et typisk erhvervs- eller hospitalsmiljø.

BEMÆRK, at UT er vekselstrømmen fra netspændingen, inden anvendelse af testniveauet.

Vejledning og producentens erklæring – elektromagnetisk immunitet

Sengen er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, som er angivet nedenfor.

Kunden eller brugeren af sengen skal sikre, at den anvendes i et sådant miljø.

Immunitetstest	IEC 60601 testniveau	Kompatibilitetsniveau	Elektromagnetiske omgivelser - vejledning
Gennemført radiofrekvens IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz til 80 MHz	3 Vrms	Bærbart og mobilt radiokommunikationsudstyr må ikke bruges tættere på nogen dele af sengen - herunder ledningerne - end den anbefalede afstand, der er beregnet ud fra den gældende ligning for senderens frekvens. Anbefalet sikkerhedsafstand: $d = 1,2 \sqrt{P}$ $d = 1,2\sqrt{P}$ 80 MHz til 800 MHz $d = 2,3\sqrt{P}$ 800 MHz til 2,5 GHz Hvor P er senderens maksimale udgangseffekt i watt (W) ifølge senderens producent, og d er den anbefalede sikkerhedsafstand i meter (m).
Udstrålet radiofrekvens IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz til 2,5 GHz	3 V/m	Feltstyrker fra faste RF-sendere, som bestemt ved en elektromagnetisk undersøgelse på stedet. A bør være mindre end overensstemmelsesniveauet i hvert frekvensområde. Interferens kan forekomme i nærheden af udstyr mærket med følgende symbol: 

NOTE1 Ved 80 MHz og 800 MHz, gælder det højere frekvensområde.

NOTE2 Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk spredning påvirkes af absorberinger og refleksioner fra strukturer, genstande og mennesker.

a	Feltstyrker fra faste sendere, såsom stationer til mobil- og trådløse telefoner, mobilradioer, amatørradioer, AM- og FM-radioudsendelser og tv-udsendelser kan ikke forudsiges teoretisk med nøjagtighed. For at vurdere det elektromagnetiske miljø som følge af faste RF-sendere bør en elektromagnetisk undersøgelse af stedet overvejes. Hvis den målte feltstyrke på stedet, hvor sengen bruges, overstiger det gældende RF-overholdelsesniveau ovenfor, skal sengen overvåges under drift, for at sikre at den virker ordentligt. Hvis sengen ikke virker ordentligt, kan andre foranstaltninger være nødvendige, som f.eks. at pege sengen i en anden retning eller flytte den et andet sted hen.
b	I frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz bør feltstyrkerne være under 3 V/m.

Anbefalede separationsafstande mellem bærbart og mobilt radiofrekvenskommunikationsudstyr og sengen.

Sengen er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, hvor udstrålende RF-forstyrrelser er kontrollerede.

Kunden eller brugeren af sengen kan hjælpe med at forhindre elektromagnetisk interferens ved at opretholde en minimumafstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr (sendere) og sengen som anbefalet nedenfor, og ifølge kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt.

Vurdering af senderens maksimale udgangseffekt W	Separationsafstande i henhold til sendefrekvensen m		
	150 kHz til 80 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	80 MHz til 800 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	800 MHz til 2,5 GHz $d = 2,3 \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

For sendere med en nominel maksimal udgangseffekt, som ikke er anført ovenfor, kan den anbefalede separationsafstand d i meter (m)






















estimeres ved hjælp af den ligning, der gælder for senderens frekvens, hvor p er den maksimale udgangseffekt på

senderen i watt (W) ifølge senderens fabrikant.

NOTE 1 Ved 80 MHz og 800 MHz gælder adskillelsesafstanden for det højere frekvensområde.

NOTE2 Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk spredning påvirkes af absorberinger og refleksioner fra strukturer, genstande og mennesker.

25. Tabel over symboler

	Advarsel, pas på potentiel fare – se brugsanvisningen		Advarsel, gulvniveaufunktion, og hold afstand til forhindringer
	Se brugsvejledningen for anvendelse		Advarsel om gulvniveaufunktion
	Overholder den europæiske forordning om medicinsk udstyr 2017/745		Sørg for, at sideskinne er kompatible med sengen før montering
	Modelnummer		Advarsel, vægt over 20 kg (44 pund)
	Serienummer		Patentafventende etiket
	Sikker arbejdsbelastning (SWL) – maksimal vægt, sengen sikkert kan bære, herunder patienten, madras og tilbehør monteret		Medicinsk udstyr i overensstemmelse med EU's forordning om medicinsk udstyr 2017/745
	Maksimal patientvægt		Fodgavl
	Fremstillingsdato		Hovedgavl
	Fabrikant		Fysisk beskrivelse af en voksen
	Advarsel, brug kun kompatible madrasser		Etiket til entydig enhedsidentifikation (UDI)
	EU-repræsentant		

26. Kontaktoplysninger

	Storbritannien og resten af verden	USA
Adresse	Accora Ltd. Charter House Barrington Road Orwell Cambridge SG8 5QP Storbritannien	Accora Inc. 9210 Corporate Blvd. Suite 120 RockvilleCity i Maryland USA MD 20850 USA
Telefon	+44 (0) 1223 206100	+1 301-560-2400
E-mail	info@accora.care	information@accora.care
Hjemmeside	www.accora.care	www.accora.care

Accora



Accora
Barrington Road
Orwell
Cambridge
SG8 5QP
Storbritannien

T: +44 (0) 1223 206100
info@accora.care
www.accora.care