

rea



Azalea /



Azalea Assist



En let komfortkørestol med fantastisk siddekomfort

.....
*Rea **Azalea*** er det naturlige valg til både den lidt aktive bruger og den mere passive bruger. Det komfortable sædesystem giver brugeren mulighed for at ændre siddestillingen, og giver således mest mulig komfort. Dette kombineret med gode køreegenskaber gør **Azalea** til det perfekte valg. **Azalea** fås også med 16" drivhjul og kaldes *Rea **Azalea Assist***.





Egenskaber og tilbehør

Tilt og rygkip gør livet komfortabelt

Azalea og **Azalea Assist** har henholdsvis 21° og 25° sædetilt og 30° rygkip. Begge dele er let at indstille for både bruger og hjælper, hvad enten det er manuelt eller elektrisk betjent. Med det forbedrede sædetilt på **Azalea Assist** er det muligt at opnå endnu bedre positionering og trykaflastning og således optimal komfort og hvile.

Ryggen er monteret med biomekanisk ryghængsel, der ved indstilling følger brugerens naturlige bevægemønster. Med 3 forskellige chassisstørrelser er det muligt at opnå sædebredder fra 390 - 590 mm. Kørestolens sædebredde kan indstilles individuelt ved armlæn og benstøtteophæng.



Indstilleligt sæde og ryg

Sæde og ryg kan let indstilles i bredde, dybde og højde.



Flere muligheder for drivhjul

Ved hjælp af placering af drivhjul i forskellig størrelse kan køreegenskaberne optimeres.



Glidende balancepunkt

Når sædeenheten tiltes, fastholdes både stabiliteten og de gode køreegenskaber.

Tekniske data

22"/24" drivhjul	390-450 / 440-500 / 490-550 mm	430-500 mm	400/450 mm	450-700 (+105 mm) uden pude	240-360 mm	330-500 mm	-1° - +23°
16" drivhjul	390-490 / 440-540 / 490-590 mm	430-500 mm	450 mm	450-700 (+105 mm) uden pude	240-360 mm	330-500 mm	option +1° - +25°

22"/24" drivhjul	0°-30°	Sædebredde + 240 mm*	900-1250 mm	950-1020 mm	34 kg i SB 440
16" drivhjul	0°-30°	(Sædebredde + 230 mm)	900-1250 mm	950-1020 mm	34 kg i SB 440



Max 135 kg



Transportvægt: 16,5 kg



Crash-testet ISO 7176-19

Bemærk:

Rea **Azalea** overholder ISO 7176-19 specifikationer. Bemærk at der kan være særlige betingelser med hensyn til tilbehør. For detaljerede oplysninger om transport i bus eller bil siddende i kørestolen opfordres man til at konsultere følgende sider på vores hjemmeside: www.invacare-rea.com under Rea.

Stelfarve



Perlegrå

Betræk



Grå Dartex



Grå plys

